

interný kód laboratória

vyplniť parafou a pečiatku lekárnym a lekárom	
Rodné číslo: <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> muž <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> žena	hl. diagnóza (MKCH): 1.
Priezvisko:	pridružená diagnóza: 2.
Meno:	3.
Bydlisko:	žiadanka vystavená:
ID hospitalizačného prípadu:	kód poisťovne:
EÚ poistenci: (priložiť kópiu ZP)	dátum odberu:
Identifikačné číslo pacienta	čas odberu:
	posledná menš.:
E-mail pacienta:	Fakturovať: <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> zdravot. zariadenie

HEMATOLÓGIA Odber: ☐ sťaženy ☐ kapilárny Materiál: ☐ krv ☐ punktát ☐ dialyzát ☐ náter kostnej drene iné

Liečba ovplyvňujúca koaguláciu: ☐ warfarín ☐ DOAC ☐ LMWH ☐ nefrakcionovaný heparín ☐ trombolytická Th ☐ iné lieky ovplyv. koag.

[illegible]

Hemogram ¹	Hemogram	Základné koagulačné vyšetrenia ⁴	Testy fibrinolýzy ⁵	Koagulačné faktory ⁶	☐ Kolagén	
☐ Krvný obraz	☐ PT - INR	☐ PT - INR	☐ Plasminogén	☐ F II	☐ F X	☐ Kyselina arachidónová
☐ Krvný obraz + diferenciál	☐ APTT	☐ APTT	☐ Alfa-2-antiplasmin	☐ F V	☐ F XI	☐ Syndróm lepiivých Tr (SPS)
☐ KO + diferenciál + RET	☐ FBG	☐ FBG	☐	☐ F VII	☐ F XII	Iné testy
☐ Krvný obraz + RET	☐ Trombinový čas	☐ Trombinový čas	Antifosfolipidový syndróm LA⁵	☐ F VIII	☐ F XIII	☐ Anti-Xa aktivita ⁴ - monit. liečby LMWH
☐ PLT - ThromboExact/Citrát	☐ D-dimér	☐ D-dimér	☐ PTT-LA	☐ F IX	☐	☐ Inhibitor FVIII ^{4, KE}
☐ LEU - morfológia (diff. mikroskopicky)	☐ ATIII	☐ ATIII	☐ PTT-LA korekčný test 1:1	Von Willebrandova choroba^{4, KE}		☐ Ag-Fbg ^{4, BA}
☐ ERY - morfológia	Korekčné testy⁵	☐ STACLOT LA	☐ vWF:Ag	☐	☐	
☐ Leu a ERY v telových tekutinách ²	☐ PT korekčný test 1:1	☐ dRVVT screen	☐ vWF:Ac	☐	☐	
☐ Farbenie a vyhodnotenie kostnej drene	☐ APTT korekčný test 1:1	☐ dRVVT screen korekčný test 1:1	☐ RIPA	Imunohematológia¹		
☐ Farbitelnosť Fe (kost. dreň) ^{KE}	Testy trombofilie⁵	☐ dRVVT confirm	☐ FVIII			
☐	☐ ProC Global	☐	Agregácia trombocytov^{12, KE}		☐	☐ Krvná skupina + RhD
☐	☐ ProC Glob/F V Leiden	☐			☐	☐ NAT – skríning anti-Ery protilátok
☐	☐ Proteín C	☐	☐ ADP	☐ PAT – priamy antiglobulínový test ^{BA}		
☐	☐ Proteín S - voľný	☐	☐ ADR (EPI)	☐		

Predoperačná sérológia ☐ HBsAg, HIV, syfilis ☐ HBsAg, HIV, syfilis, anti-HCV

Monitoring liečiv a toxikológia Materiál: ☐ krv ☐ moč ☐ žalúdočný obsah iné _____

Názov liečiva	Dávkovanie	Posl. dávka pred odberom (hod./deň)
---------------	------------	-------------------------------------

Dôvod vyšetrenia: ☐ určiť rovnovážnu hladinu ☐ zmena terapie ☐ monitor. liečby

Monitorovanie liečiv ⁰		Skríning drog v moči	☐ Buprenorfin (BUP)- pacienti v liečbe
☐ Digoxín	Antibiotiká	☐ Základný 5-parametrový skríning drog v moči (THC, MET, OPI, COC, BZD)	☐ Fencyklidín (PCP)
☐ Teofylín	☐ Gentamycín ^{BA}		☐ Tramal (TML)
Antiepileptiká	☐ Vankomycín ^{BA}	Skríning drog - monotesty	Toxikológia
☐ Kyselina valproová	Iné	☐ Kanabinoidy (THC, hašiš)	☐ Etanol (alkohol) ^{10, KE}
☐ Karbamazepín	☐ Benzodiazepíny	☐ Metamfetamín - pervitín, extáza (MET)	☐ Etylglukuronid v moči
☐ Lamotrigín ¹	☐ Paracetamol	☐ Amfetamín (AMF)	☐ CDT
☐ Levetiracetam ¹	Biologická liečba	☐ Opiáty (OPI)	☐ Salicyláty (moč)
☐	☐ Infliximab (IFX)	☐ Kokain (COC)	☐ Fenotiazíny (moč)
Antidepresíva	☐ protilátky proti IFX (ATI)	☐ K2/Spice (syntetický THC)	☐ Iné syntetické drogy (GCMS,LCMS)
☐ Litium	☐ Adalimumab (ADM),	☐ Benzodiazepíny (BZD)	Iné
☐ Tricyklické antidepresíva	☐ protilátky proti ADM (ATA)	☐ Tricyklické antidepresíva (TCA)	☐ Kys. hipurová v moči (toluén) ^{KE}
☐ Iné antidepresíva (GCMS,LCMS)	☐	☐ Barbituráty (BARB)	☐
☐	☐	☐ Metadon (MTD)	Neznáme - vypísať :

Typ odberu: ⁰ skúmavka s géloom, ¹ odber do K-EDTA, ² odber nutný priniesť do laboratória do dvoch hodín od odberu, ⁴ odber do citrátu, ⁵ tri skúmavky s citrátom, ⁶ samostatná skúmavka 5ml krvi do citrátu, ¹⁰ transport v uzavretej skúmavke!!!, ¹¹ odber do skúmavky s Li-heparinom, ¹² len po telef. dohovore s CL Košice, ¹³ odber do sklenenej skúmavky, ^{BA} **vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrowané v Centrálnom laboratóriu Bratislava**, ^{KE} **vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrowané v Centrálnom laboratóriu Košice**.

Upozornenie: na vyšetrenie krvného obrazu a koagulačného vyšetrenia treba odobrať správne množstvo krvi – po rýsku na skúmavke $\pm 10\%$.

Vyberte štítok - po vyplnení nalepte na ktorýkoľvek druh materiálu

Skúmavky s biologickým materiálom nesmú byť u Vás v žiadnom prípade otvárané!

BIOCHÉMIA

výška
(cm)

hmotnosť
(kg)

Diuréza:

ml/

hod.

Materiál:

☐ krv

☐ moč

☐ punktát

☐ stolica

☐ dialyzát

☐ plodová voda

☐ likvor

Zákl. biochemické vyšetrenia	Kardiálne markery	Cukry a tuky	Katecholamíny a ich metabolity v plazme/moči	Vitamíny	
☐ Glukóza	☐ hs cTnT	☐ Glykemický profil ²	☐ Adrenalin ¹	☐ Adrenalin/krea	
☐ Močovina	☐ NT-proBNP	☐ Glykozurický profil	☐ Noradrenalin ¹	☐ Noradrenalin/krea	
☐ Kreatinín	☐ Homocystein ^{1,12}	☐ o-GTT ²	☐ Dopamín ¹	☐ Dopamín/krea	
☐ Cystatín C	☐ hsCRP	☐ HbA1c ¹	☐ Metanefrín ¹	☐ Metanefrín/krea	
☐ Kyselina močová	☐ CK-MB mass ^{KE}	☐ Cholesterol celkový	☐ Normetanefrín ¹	☐ Normetanefrín/krea	
☐ KM/KREA	Anémie	☐ Triacylglyceroly	☐	☐ Kys. vanilmandľová/krea	
☐ Celkové bielkoviny	☐ Železo	☐ HDL cholesterol	☐	☐ Kys. homovanilová/krea	
☐ Albumín	☐ Vázbová kapacita železa	☐ LDL cholesterol	Iné hormóny a markery		
☐ Bilirubín celkový	☐ Feritín	☐ Non HDL cholesterol	☐ Kortizol	☐ dU - kortizol	
☐ Bilirubín konjug.	☐ Transferín	☐ sd LDL cholesterol	☐ Kortizol v slinách ¹³	☐ dU - aldosterón	
☐ AST	☐ Saturácia transferínu	☐ Inzulín	☐ Kortizol-profil	☐	
☐ ALT	☐ Solubilný transfer. receptor	☐ C-peptid	☐ Aldosterón ¹	☐	
☐ GMT	☐ Sol. transf. receptor/log ferit	☐ Anti-GAD	☐ Renín ¹	Kostné markery	
☐ ALP	☐ Vitamín B12	☐ Apo A1	☐ Aldosterón/renín	☐ ALP kostný izoenzým	
☐ FIB-4 index	Holotranskobalamín	☐ Apo B	☐ Serotonín	☐ Osteokalcín	
☐ Žľožové kyseliny	☐ Foláty	☐ ApoB/ApoA1	☐ 5-HIAA/krea	☐ P1NP	
☐ Amyláza	☐ Erytropoetín	☐ Lp (a)	☐ ACTH ^{1,12}	☐ PTH	
☐ Amyláza pankreat.	☐ Haptoglobín	☐ HOMA – IR	☐ Rastový hormón	☐ 25(OH)vitamín D	
☐ Lipáza	Špecifické proteíny, zápal	☐ Aterogénny index plazmy	☐ IGF-1	☐ CTx	
☐ Laktát ²	☐ CRP	☐	☐ FSH	Stolica	
☐ CK	☐ ASLO	Onkomarkery	☐ LH	☐ Okultné krvácanie	
☐ Myoglobín	☐ anti-DNáza B	☐ CEA	☐ 17-beta-E2	☐ Pankreatická elastáza	
☐ LD	☐ RF	☐ CA 19-9	☐ PROG	☐ Kalprotektín	
☐ Cholinesteráza	☐ PCT	☐ CA 72-4	☐ PRL	☐	
☐ Amoniak ^{1,12}	☐ IL-6	☐ CA 15-3	☐ DHEAS	☐	
☐ Osmolalita	☐ Presepsín	☐ CA 125	☐ TST	☐	
ABR, minerály	☐ IgG	☐ HE-4	☐ SHBG	Vyšetrenia v moči	
☐ ABR ¹¹	☐ IgA	☐ ROMA	☐ FAI (TST/SHBG)	☐ Chemický	☐ Sediment
☐ Ionizovaný vápnik ¹⁰	☐ IgM	☐ CYFRA 21-1	☐ Voľný TST	☐ Kreatinín	☐ Clearance kreatinínu
☐ HCO ₃ ⁻¹⁰	☐ IgE	☐ AFP	☐ 17-OH-PROG	☐ CB/krea	☐ dU-KVP
☐ Methemoglobín ¹¹	☐ C3	☐ HCG marker	☐ AMH	☐ Alb/Krea	☐ Alb/diuréza
☐ Karboxyhemoglobín ¹¹	☐ C4	☐ NSE	☐ Gastrín	☐ Glukóza	☐ dU-glukóza
☐ Sodík	☐ Orosomukoid	☐ PSA total	☐ HCG potvrdenie gravidity	☐ Močovina	☐ dU-močovina
☐ Draslík	☐ α1-antitrypsín	☐ PSA free (fPSA/tPSA)	Štítna žľaza	☐ Kys.močová	☐ dU-KM
☐ Chloridy	☐ α2-makroglobulín	☐ Kalcitonín	☐ TSH	☐ Osmolalita	
☐ Vápnik	☐ Sérový amyloid A	☐ TK	☐ fT4	☐ AMS	
☐ Fosfor	☐ Ceruloplazmín	☐ SCCA	☐ fT3	☐ Na	☐ Na/krea
☐ Horčík	☐ Prealbumín	☐ Chromogranín A	☐ TG	☐ K	☐ K/krea
Stopové prvky	☐ S-ELFO	☐ S 100	☐ aTG	☐ Cl	☐ Cl/krea
☐ Meď	☐ S-IF (imunofixácia)	☐ β2-mikroglobulín	☐ aTPO	☐ Ca	☐ Ca/krea
☐ Zinok	☐ free kappa/lambda	☐	☐ aTSH receptor	☐ P	☐ P/krea
☐ dU -Cu ⁸	☐	☐	☐	☐ Mg	☐ Mg/krea
☐ dU-Zn ⁸	☐	☐	☐	☐ α1-mikroglobulín ^{KE}	
☐	☐	☐	☐	☐ Typ proteinúrie	
				☐ Typ erytrocytúrie	
				☐ U-BJB	

Odbery biochémie krv do skúmavky s gélom, okrem označených:

¹ odber do K-EDTA

² NaF/K-oxalát, alebo NaF/K-EDTA

⁸ zber do špeciálne umytej plastovej nádoby (dodá laboratórium)

⁹ dodat jednorázový moč v tme (skúmavka zabalená do alobalu)

¹⁰ transport v uzavretej skúmavke!!!

¹¹ Heparinizovaná kapilára alebo špeciálna skúmavka na odber krvných plynov s Li-heparínom

¹² špeciálne predanalytické požiadavky, viď metodický list

¹³ špeciálne skúmavky Sarstedt Salivette

¹⁴ odber do K-EDTA, transport v tme. Na vitamíny B1,B2 a B6 stačí jedna skúmavka

¹⁵ samostatná gélová skúmavka, transport v tme,

BA vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrované v CL Bratislava

KE vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrované v CL Košice


Iné vyšetrenia v moči – podľa laboratórnej príručky

Klientske centrum
0800 00 30 30
www.medirex.sk

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium NR
Novozámocká 67
949 05 Nitra-Horné Krškany

MEDIREX GROUP
Centrálné laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice



Používajte iba odberový systém:

● SARSTEDT Monovette® ■ BD Vacutainer®